



QUIRURGIL®

UEN Dermoestética

Cuida tu belleza con
la mejor tecnología.



www.quirurgil.com



[quirurgil.dermoestetica](https://www.instagram.com/quirurgil.dermoestetica)

QUIRURGIL®

Más de 36 años de experiencia en el mercado. Líder a nivel nacional para la comercialización de tecnología médica, renta y servicio técnico.

Nos une la estética



YENNY TRIVIÑO CANTOR

Ejecutiva Comercial línea
Dermoestética y Ginecología

Bogotá Quirurgil S.A.S



CLAUDIA EBELLY RESTREPO

Ejecutivo Comercial línea
Dermoestética y Ginecología

Medellín Quirurgil S.A.S



Contáctanos

ELIZABETH RESTREPO BEDOYA

Gerente comercial UEN Dermoestética



Alma

Fem1Lift
Give Your Feminine Life a Lift

PixelCO₂

 **BeautiFill**
Made by LipoLife

FDA



Alma

Alma, es el proveedor líder a nivel mundial de soluciones basadas en la energía para los mercados quirúrgicos, de medicina estética y de belleza, proporcionando así tecnología de vanguardia a nuestros socios y clientes. Creemos firmemente en el poder de la ciencia y en nuestro afán constante para continuar impulsando y redefiniendo nuestra industria.

FemiLift

Give Your Feminine Life a Lift

La solución líder para un bienestar femenino óptimo a cualquier edad

Alma FemiLift, es una solución ambulatoria mínimamente invasiva y de vanguardia que incorpora tecnología CO2 para proporcionar una solución óptima a varias dolencias femeninas.

El procedimiento es rápido, indoloro y completamente seguro y proporciona resultados muy eficaces.

FemiLift permite que su clínica tenga una variedad más amplia de pacientes, cuyas edades y etapas de vida varían, ampliando las indicaciones y le agrega valor real a su clínica.

Vulva

- Labioplastia
- Blanqueamiento
- Condiloma
- Tensado de labios
- Liquen escleroso
- Vulvodinia

Vagina

- SUI
- VVA
- Laxitud
- VIN
- Condiloma

Cervix

- CIN
- Condiloma
- Erosión cervical



Imagen de referencia.

Pixel^{CO2}

La potencia de la precisión

Pixel CO2, es una plataforma láser de gran potencia que aporta precisión e innovación incomparable al sector medicoestético.

Pixel CO2 permite distintos grados de ablación y efecto térmico, permitiendo la ablación, vaporización, incisión, escisión y coagulación sin carbonización del tejido blando.

Mediante la ablación capa por capa y la penetración de profundidad variable, este sistema ofrece un elevado nivel de precisión y control, maximizando la eficacia del tratamiento y minimizando el daño tisular.

Compatible con la más avanzada gama de rodillos térmicos, escáneres e instrumentos quirúrgicos, el sistema Pixel CO2 de Alma permite mejorar los resultados del tratamientos.

Ventajas

- Resultados: gran precisión y control de tratamiento.
- Seguridad: riesgo reducido de efectos adversos.
- Velocidad: tiempos de tratamiento rápidos.
- Menor tiempo de inactividad que los aplicadores tradicionales de CO2.
- Versatilidad: una amplia selección de cabezales y configuraciones de tratamiento.



Imagen de referencia.

Piezas de Mano

FemiLift PixelCO₂
Give Your Feminine Life a Lift

Aplicadores FemiLift y Slim

Diseñados para usarlos en los modos de entrega de energía fraccional y de baja fluencia en altas tasas de repetición para el tratamiento de: GSM | SUI | Laxitud vaginal | Atrofia y dolor intenso.

FemiLift – (diámetro de 28 mm)



El aplicador FemiLift está diseñado para adaptarse a los diferentes tamaños vaginales y garantizar a las pacientes una comodidad máxima.

Durante el tratamiento, el médico gira el aplicador en un patrón de 360 grados para cubrir toda la pared vaginal, consiguiendo así un alcance y una eficiencia óptima.

FemiLift Slim – (diámetro de 18 mm)



El aplicador FemiLift Slim está diseñado para adaptarse a las mujeres con estructuras anatómicas más estrechas, como también para quienes han experimentado cambios anatómicos o histológicos causados por tratamientos oncológicos.

Protectores higiénicos descartables de FemiLift



Aptas para cada uno de los aplicadores FemiLift y FemiSlim.

Aplicadores Focus

Usan el modo de transmisión de energía de corte y coagulación para el tratamiento de indicaciones quirúrgicas que requieren escisión, incisión, ablación y coagulación del tejido, como: condiloma | labioplastía | CIN | VIN | VAIN tumores benignos y malignos.

Focus 50mm



El punto focal a una distancia de 50 mm transmite el haz del tamaño de un spot de 0.125 mm de diámetro.

Focus 100mm



El punto focal a una distancia de 100 mm transmite el haz del tamaño de un spot de 0.20 mm de diámetro.

Aplicador LiteScan



Combina varias opciones de escaneo incluido el patrón fraccional para el tratamiento de:

- Reducir cicatrices quirúrgicas, rejuvenecimiento facial, blanqueamiento de los labios mayores y eliminación de condiloma, entre otros.

Aplicador FemiTight & Skintight



Usa el modo de transmisión de energía desenfocada y no ablativa para tensar pequeñas zonas del cuerpo y parte íntima.

Aplicadores Pixelados



Efecto térmico mayor, corta recuperación, ideal para las arrugas profundas y reafirmación cutánea. El rodillo iPixel emite el láser en siete haces pixelados consecutivos a medida que pasa por la piel, permitiendo un tratamiento rápido para zonas más grandes.

Rodillo iPixel



Rodillo pixelado para tratamientos rápidos y ablativos, ideales para las zonas más grandes.

El rodillo iPixel emite el láser en siete haces pixelados consecutivos a medida que pasa por la piel, permitiendo un tratamiento rápido para zonas más grandes.

FemiLift
Give Your Feminine Life a Lift

PixelCO₂

Cuatro modos de funcionamiento

La transmisión única de pulso largo fraccional de la energía del láser CO₂ permite utilizar los niveles más altos de energía por una duración de pulsación más larga, para lograr el efecto térmico potente y de impacto. La energía del láser CO₂ se transmite al tejido vaginal a través de un EOD (elemento óptico difractivo) que pixeliza el haz en 81 pixeles microscópicos en un patrón de 9x9.

**Pixel CO₂:
Transmisión de la
energía fraccional**

**Corte y coagulación:
Transmisión de energía
concentrada**

FemiLift combina los modos de corte y coagulación de operación en un solo marco sinérgico que permite a los médicos realizar ambas acciones sin tener que intercambiar los aplicadores o cambiar los parámetros durante los procedimientos.

Los modos de corte y coagulación son altamente efectivos en las aplicaciones quirúrgicas que requieren escisión, incisión, ablación y coagulación del tejido.

La transmisión de energía del láser CO₂ desenfozada, no ablativa y no invasiva facilita un efecto rejuvenecedor de la piel por medio de un calentamiento térmico del tejido blanco, que causa inducción selectiva de la regeneración del colágeno y deposición en las capas profundas del tejido.

La pieza de mano desenfozada (FemiTight) está diseñada específicamente para el tratamiento de reestructuración de los labios mayores, desenfocando el haz de láser para mantener así la energía emitida por debajo del límite ablativo.

**Haz desenfocado:
Transmisión de energía
no ablativa**

**Entrega de la:
energía térmica**

FemiLite, es un tratamiento novedoso diseñado específicamente para los pacientes que sufren de atrofia y dolor agudo. El tratamiento, que se administra utilizando los aplicadores FemiLift, aplica una baja fluencia con altas tasas de repetición de transmisión de energía que resulta en un tratamiento suave y sin dolor.

Alma

BeautiFill

Made by LipoLife

BeautiFill by Lipolife, es la primera solución integrada y revolucionaria todo en uno que cubre todas las fases del procedimiento de extracción de células grasas, reafirmación cutánea y transferencia de grasa autóloga.



La emisión de láser y la aspiración simultáneas simplifican el procedimiento y reducen de forma significativa el tiempo de tratamiento.

Una fibra exclusiva de emisión radial permite reafirmar la piel de forma eficaz y homogénea obteniendo grasa de elevada vitalidad para realizar su posterior infiltración de forma inmediata con éxito.

Alma

Tecnología Israelí



¡Tecnología de vanguardia para transferencia de grasa autóloga!



¿Por qué incorporar **BeautiFill by Lipolife** a mi clínica?

Innovación: primer sistema cerrado de transferencia de grasa autóloga con una viabilidad de la grasa de más del 95%.

Diferenciación: ofrezca tratamientos integrales de remodelación, la grasa del paciente se convierte en un filler natural.

Versatilidad: Sistema 3 en 1. Transferencia de grasa + liposucción + tensado de la piel.

Reducción del tiempo de tratamiento con emisión de láser y aspiración simultáneas.

Sistema todo en uno, compacto y portátil.

Máxima seguridad para el paciente.

Solución ambulatoria y con elevado retorno de la inversión.

QUIRURGIL®

Conéctate con
el team Quirurgil

